

## Ручной насос серия (НОР-серия)



Предназначен для обеспечения гидравлического давления и измерения объема при подачи газ и жидкости в ячейки высокого давления. Насос может быть поставлен с манометром, двумя ручными клапанами для подключения емкости с жидкостью и линии подачи, шкалой для измерения объема и в настольном исполнении. Части контактирующие с жидкостью изготовлены из нержавеющей стали. Ручные насосы имеют широкий диапазон объемов и рабочего давления.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Максимальное давление: 700 бар или 1000 бар

Температура: комнатная

Объем цилиндра: 10 мл, 25 мл, 100 мл, 250 мл или 500 мл.

Точность по давлению: 0.5 % полной шкалы

Точность по объему: 0.01 мл

Материал: нержавеющая сталь

**Источник:** <http://vinci-technologies.ru/node/378>