

STEMI-2000 Стереомикроскоп



Данный микроскоп представляет собой сбалансированное решение для задач микроскопического анализа. С одной стороны, это недорогое устройство, обычное для инструментов с оптикой Грено. С другой - это микроскоп с великолепными характеристиками. Например, широкий диапазон масштабирования 1:7,7 (панкратическая система) превышает возможности других моделей.

Преимущества:

- Удобная конструкция
- Широкий диапазон масштабирования
- Большой выбор аксессуаров

Комплект поставки

Стереомикроскоп
Штатив
Окуляр 10x
Люминесцентный источник света

Технические характеристики

Увеличение: 6.5x...250x
Масштабирование: 1:7,7
Методы исследования: проходящий и падающий свет, люминесценция, поляризованный свет
Поле зрения: от 1 мм до 118 мм
Рабочее расстояние: 90 мм
Электропитание: 220 В / 50 Гц

По дополнительному заказу

Осветители (галогенный; гибкий оптоволоконный; круговой)
Набор объективов (0,3x; 0,63x; 2x)
Набор окуляров (10x; 16x; 25x)
Вращающийся «магазин» для образцов с подсветкой
Адаптер для фотокамеры

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/421>

