

GLFC-10 Коллектор фракций



Коллектор фракций позволяет производить отбор флюидов, поступающих из кернодержателя установки, с заданным временным интервалом или по заданному значению объема отбираемой пробы. Коллектор вмещает 10 пробирок для отбора пробы, карусель для размещения пробирок, автоматический кран переключения направления потока, 10 ручных изолирующих кранов, блок управления. Каждая пробирка коллектора подключена к жидкостному газометру. Коллектором фракций можно управлять удаленно с помощью специального программного обеспечения.

Технические характеристики

Интервал сбора: 1 с ... 24 ч
Объем бюреток: 10 бюреток по 10, 20 или 50 мл
Точность: 0,05 мл (10 мл); 0,1 мл (20 мл); 0,25 мл (50 мл)
Рабочая температура: 0 ... 100°C
Габариты (Ш x Г x В): 200 x 200 x 750 мм
Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50/60 Гц, 50 Вт

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/479>