

Вакуумный термостат



Портативный вакуумный термостат DR 3003 включает все преимущества стандартного вакуумного термостата. Конструкция намного более проста. Его размеры меньше и он - намного легче, позволяя пользователю переместить его в любое удобное пользователю место. Главные компоненты портативного термостата — нагревающая плата из нержавеющей стали, стеклянный колокол, предназначенный для поддержания вакуума. Для уплотнения между нагревающейся платой и колоколом установлено витонное уплотнительное кольцо. Общий объем — приблизительно 5 литров, максимальный рабочий объем - 0.6 л. Необходимая температура легко устанавливается электронным регулятором с цифровым экраном. Образец сушится путем прямого контакта с греющей платой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вакуум: 10-3 mm Hg (0.13 Па)

Температура: 30 °C до 170 °C (точность 0.3 %)

Материал: Нержавеющая сталь 316L

Герметизация: Уплотнительное кольцо (VITON)

Полные размеры: 340 x 320 x 270 мм

Вес: 13 кг

Внутренний диаметр колокола: 230 мм

Внутренняя высота колокола: 130 мм

Объем стеклянного колокола: 5 л

Электропитание: ~230В / 50 Гц / 550Вт

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/328>