ROCKING CELL - аппарат для хранения флюидов при пластовых условиях



Аппарат предназначен для хранения и поддержания при пластовых условиях проб нефти большого объема. Конструктивно аппарат состоит из контейнера с подвижным поршнем, оборудованного мешалкой для гомогенизации проб перед применением. Контейнер смонтирован на качающейся раме. Для поддержания постоянной температуры, контейнер оснащен нагревательной рубашкой. Для поддержания давления флюида используется пневмогидравлический насос

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость: 8 литров
Рабочая температура: до 200 °C
Давление заполнения: 10'000 psi
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры (Внешн. диам. x Длина): 300 x 1275 мм
Вес: 300 кг
Электропитание: ~220В / 50Гц

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/286

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ