Вакуумный термостат



Портативный вакуумный термостат DR 3003 включает все преимущества стандартного вакуумного термостата. Конструкция намного более проста. Его размеры меньше и он - намного легче, позволяя пользователю переместить его в любое удобное пользователю место. Главные компоненты портативного термостата — нагревающая плата из нержавеющей стали, стеклянный колокол, предназначенный для поддержания вакуума. Для уплотнения между нагревающейся платой и колоколом установлено витоновое уплотнительное кольцо. Общий объем — приблизительно 5 литров, максимальный рабочий объем - 0.6 л. Необходимая температура легко устанавливается электронным регулятором с цифровым экраном. Образец сушится путем прямого контакта с греющей платой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вакуум: 10-3 mm Hg (0.13 Па)
Температура: 30 °C до 170 °C (точность 0.3 %)
Материал: Нержавеющая сталь 316L
Герметизация: Уплотнительное кольцо (VITON)
Полные размеры: 340 × 320 × 270 мм
Вес: 13 кг
Внутренний диаметр колокола: 230 мм
Внутренняя высота колокола: 130 мм
Объем стеклянного колокола: 5 л
Электропитание: ~230В / 50 Гц / 550Вт

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/328

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ