Анализатор POLLUT-EVAL

The Pollut-Eval полностью автоматизированная система пиролиза и окисления для оценки загрязнения почвы углеводородами. Он позволяет быстро выполнить анализ твердых образцов без стадии экстракции, на рабочем месте или в лаборатории. Этот прибор имеет компьютерную рабочую станцию с двумя программами, которая позволяет определить параметры, необходимые для оценки загрязнения местности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура печи: 65°C до 850°C
Скорость нагрева печи: от 0.1 до 50°C/мин, с шагом 0.1 °C
Программа: многоступенчатый подъем температуры (до 5 ступеней)
Емкость тигля: 150 мг образца
Емкость пробоотборника: 48 тиглей с образцами
Детектор ионизации в пламени: чувствительность от 100 pA до 1 мкA
Чувствительность ИК- ячейки: CO: 20 ppm, CO2:50 ppm
Электропитание: 220 В, 50 гц

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/329

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ