Контейнер с плавающим поршнем серия FPA

Доступны контейнеры с плавающим поршнем в широком диапазоне объемов и давлений. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как нержавеющая сталь 316, титан или HASTELLOY. Материал уплотнений Viton / Nitrile и поддерживающее кольцо из ПТФЭ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость: 100, 300, 500, 1000 2000, 5000 см3
Рабочая температура: до 150 °C
Давление заполнения: 350, 700, 1000 Бар
Материал: нержавеющая сталь,
титан или HASTELLOY

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/363

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ