Тележка с нагревом для газовых баллонов



Тележка с нагревом специально разработана для нагрева и поддержания при постоянной температуре флюида под давлением, содержащегося в газовом баллоне. Тележка оборудована двумя колесами, которые позволяют легко транспортировать образец флюида в любое место лаборатории. Барабан позволяет легко сматывать и разматывать 10-метровый кабель. Аккумулятор устанавливается в две нагревающихся полки, поддерживаемые двумя зажимами. Пульт управления используется для ввода и отображения температуры и установки заданного значения. Термопара используется для измерения температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая температура: от окружающей до 100°C
Точность регулирования температуры: 0,1°C
Параметры баллонов допустимые к транспортировке:
Диаметр баллона: 229 мм
Длина баллона: 815 мм
Электропитание: ~220В , 50 Гц, 2000Вт

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/365

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ